


**CONSIGNES DE RECUEIL
ECBU**

Examen Cytobactériologique des Urines

- **Matériel de prélèvement (à récupérer au laboratoire)**
 - Prélèvement au laboratoire : flacon stérile pour prélèvement urinaire
 - Prélèvement à domicile : flacon **boraté**
 - Lingette désinfectante ou savon
- **Préconisations pour le patient**
 - A réaliser si possible avant de débuter le traitement médicamenteux
 - Récolter les **premières urines du matin** ou ayant séjournées **au moins 3 à 4h dans la vessie**.
- **Déroulement du prélèvement** ➔ **schéma**
 - Se laver les mains ①
 - Faire une toilette soignée à l'aide de lingettes désinfectantes ou de savon ① .
Jeter la lingette dans la poubelle après utilisation
 - Dévisser le pot
 - **Eliminer le 1^{er} jet d'urines** dans les toilettes **et recueillir le milieu de jet** ②
 - Uriner dans le flacon stérile sans toucher le bord supérieur ②
 - Visser soigneusement le couvercle sur le pot ③
 - Si le flacon n'est pas identifié par une étiquette du dossier, identifier-le avec votre nom et votre prénom
 - **Noter la date et l'heure de prélèvement**



- **Conservation et acheminement**
Acheminer rapidement au laboratoire

Conservation :

- Flacon **non boraté** : conservation 2h à température ambiante et 12h au réfrigérateur à 2-8°C
- Flacon **boraté** : conservation 48h à température ambiante

GEN-PRE-ENR018 – V5 – Date d'application 07-07-2022

**CONSIGNES DE RECUEIL
ECBU**

Examen Cytobactériologique des Urines

- **Matériel de prélèvement (à récupérer au laboratoire)**
 - Prélèvement au laboratoire : flacon stérile pour prélèvement urinaire
 - Prélèvement à domicile : flacon **boraté**
 - Lingette désinfectante ou savon
- **Préconisations pour le patient**
 - A réaliser si possible avant de débuter le traitement médicamenteux
 - Récolter les **premières urines du matin** ou ayant séjournées **au moins 3 à 4h dans la vessie**.
- **Déroulement du prélèvement** ➔ **schéma**
 - Se laver les mains ①
 - Faire une toilette soignée à l'aide de lingettes désinfectantes ou de savon ① .
Jeter la lingette dans la poubelle après utilisation
 - Dévisser le pot
 - **Eliminer le 1^{er} jet d'urines** dans les toilettes **et recueillir le milieu de jet** ②
 - Uriner dans le flacon stérile sans toucher le bord supérieur ②
 - Visser soigneusement le couvercle sur le pot ③
 - Si le flacon n'est pas identifié par une étiquette du dossier, identifier-le avec votre nom et votre prénom
 - **Noter la date et l'heure de prélèvement**



- **Conservation et acheminement**
Acheminer rapidement au laboratoire

Conservation :

- Flacon **non boraté** : conservation 2h à température ambiante et 12h au réfrigérateur à 2-8°C
- Flacon **boraté** : conservation 48h à température ambiante

GEN-PRE-ENR018 – V5 – Date d'application 07-07-2022